



Kompletní vybavení vaší sterilizace „na klíč“ včetně informačního systému DP 3.5 CZ



Miele
PROFESSIONAL

Miele, spol. s r.o.
(Spielberk Office Centre)
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: +420 543 553 111
Fax: +420 543 553 119
E-mail: info@miele.cz
www.miele.cz



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábřovice
602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 111
Fax: +420 545 211 750
E-mail: mail@bmt.cz
www.bmt.cz

Johnson & Johnson s.r.o.

Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5-Smíchov
Tel.: +420 227 012 111
Fax: +420 227 012 300
E-mail: info@jnjcz.cz
www.jnjcz.cz

Vysočina přivítá tradiční zdravotnický kongres

Při letošním již XV. ročníku se v Novém Městě na Moravě opět sejdou experti i odborná veřejnost nad tématem dezinfekce a centrální sterilizace

Pozvánka na mezinárodní kongres



Kraj Vysočina



VYSOČINA XV. CENTRÁLNÍ STERILIZACE 29.–30. 03. 2017

Téma – Sterilizace a dezinfekce: teorie a praxe
1. informace k mezinárodnímu kongresu

Místo konání: Hotel SKI, Nové Město na Moravě

Registrace: 28. 03. 2017 17.00–20.00 h
29. 03. 2017 07.00–09.00 h

Konferenční poplatek: 600 Kč, pro členy CSS 400 Kč
(na základě předložení členského průkazu), úhrada hotově při registraci.

Program: 29. 03. 2017 09.00–13.30 h I. odborná část
15.00–17.00 h diskuze, jednání s partnery
a účastníky kongresu
19.30–24.00 h společenský večer
30. 03. 2017 09.00–13.00 h II. odborná část

Akce je určena pro NLZP a je registrována CSS pod číslem VA-003-2017.
Účast na kongresu bude ohodnocena kreditními body pro NLZP na základě
vydaného potvrzení.

Návratky zašlete prosím (poštou nebo e-mailem) do 15. 3. 2017 na adresu:
Irena Svobodová, DiS, vrchní sestra CS, Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.,
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 683 574, e-mail:
svobodovairena@email.cz

Další informace budou zveřejněny na:

www.steril.cz • www.nnm.cz • www.bmt.cz • www.hypokramed.cz
www.jnjcz.cz • www.miele.cz • www.medin.cz



SYSTÉM DOKUMENTACE PROCESŮ „DP 3.5 CZ“

Softwarový komunikační systém pro mycí a dezinfekční automaty a sterilizátory

Systém vyvinula společnost Miele pro sledování a dokumentaci procesů z přístrojů firem **Miele**, **BMT** a **Johnson & Johnson** na sterilizačních pracovištích a operačních sálech. Tyto společnosti již více než patnáct let navzájem spolupracují a z této spolupráce vznikl systém propojení jednotlivých přístrojů na sterilizačním pracovišti do jednoho celku, který zajišťuje maximální transparentnost a dohledatelnost procesů, dohled na funkci CS vedoucími pracovníky nemocnice a především zvýší efektivitu hospodaření s materiálem.

Jednotlivé přístroje na sterilizačním pracovišti jsou propojeny počítačovou sítí (LAN) do jednoho funkčního celku, který zajišťuje sledování dokumentačních procesů z jakéhokoliv místa nebo pracoviště nemocnice. Převážnou většinu funkcí tohoto systému lze využít i tam, kde není k dispozici počítačová síť (LAN).

Pak postačuje pouze propojení přístrojové techniky do jednoho počítače (např. vedoucího sterilizace) přes sériové rozhraní RS232 (myčky s řízením Profitronic a sterilizátory) nebo přes ethernet (myčky s řízením Profitronic+).

Hlavní modul systému „DP 3.5 CZ“ je vytvořen jako klient-serverová aplikace postavená na MS SQL Serveru. Toto řešení využívá současně špičkové HW a SW technologie v oblasti serverů, počítačových sítí a pracovních stanic.

Systémová dokumentace procesů „DP 3.5 CZ“ bude tématem i na XV. Mezinárodním kongresu Centrální sterilizace v Novém Městě na Moravě, který se uskuteční ve dnech 29.–30. 03. 2017.



Závazná přihláška k účasti na mezinárodním kongresu VYSOČINA XV. – CENTRÁLNÍ STERILIZACE, 29.–30. 03. 2017

Návratky zašlete prosím do 15. 3. 2017 poštou na adresu Nemocnice Nové Město na Moravě (viz pozvánka) nebo na e-mail: svobodovairena@email.cz.

Aktivní účast – přednáška

Aktivní účast – poster

Pasivní účast

Titul, jméno a příjmení:

Adresa pracoviště:

Datum narození:

Oddělení:

E-mail: Telefon:

Autor:

Název přednášky/poster:

Spoluautor:

Ubytování účastníků zajišťuje organizátor – ubytování si hradí každý účastník konference samostatně.

Mám zájem o návštěvu výrobních prostor firmy Medin

Mám zájem o ubytování:

Ne

Ano

1. noc: 28.–29. 03. 2017

2. noc: 29.–30. 03. 2017

Datum: Podpis: